



AccessRx MD™



AccessRx Secure™

## 帮助完善药物管理。

AccessRx 系列发药推车提供了解决方案，使病人床边的药物配送和管理更安全和更有效。



	AccessRx MD™	AccessRx Secure™
最大药盒数	12	12
可配置抽屉选项	✓	✓
可交换药箱		
独立锁定病人抽屉	✓	✓
系统与 HIS 对接	✓	
管制药品抽屉选项	✓	✓
病人药盒分配	自动	手动
注入抗菌剂的推车材料		

主要优点



独立锁定药盒和抽屉



支持实时 BCMA



支持集中式  
或分散式药品  
补充工作流程



可交换药箱



保护并跟踪病人药品



先进的锂纳米电池技术，  
提供 5 年保修

## 完善药房与病人床边之间的药品配送。

# AccessRx MD™




### 床边的药物安全性和可见性

- 可通过扫描病人 ID 条码来访问独立锁定的病人专用抽屉
- 实时床边药品管理、条码病人识别和直接 eMAR API 访问可简化 BCMA 过程、减少冗余并提高准确性
- 使用 ADT (入院/出院/转床) 界面自动分配病人抽屉，省去了耗时且容易出错的手动抽屉标记过程
- 利用医院的 Active Directory 提供一致的用户身份验证
- 可配置抽屉显示字段允许自定义用户界面

### 跨药房分配模式，为药剂师提供更多控制和灵活性

- 基于浏览器的 AccessManager™ 控制台提供报表访问，并允许进行 Active Directory 兼容的用户管理、设备管理和系统配置
- 可配置的基于时间的访问控制可降低用药时间错误的风险，并有助于药房核对未使用的药品
- 可选用药医嘱界面 — Rx MD 可充当病人用药医嘱的填写程序并验证是否已执行医嘱。
- 针对转床和出院的病人提供安全药房电子邮件提醒



### 简化您的工作流程

- 在独立锁定的抽屉中保护和跟踪多达 12 位病人的病人特定药品，从而减少在 ADC 上的行程和时间
- 病人床位信息和病人医嘱通过无线网络传输到推车，能够加快药品配送速度
- 减少前往智能药柜所花费的行程和时间

### 可扩展和集中式软件架构和集成

- 多组织可扩展架构能够从两个床位的诊所扩展到多医院医疗系统
- 能够设置医疗系统访问权限，例如按科室
- 提供企业级报表
- 企业级多场所部署
- 符合 HL7 标准，ADT 接口（病人出入院床位数据）和 RDE 接口（病人医嘱数据）
- 可配置的接口引擎轻松与 HIS 通信
- TouchPoint Medical 专业服务团队提供项目管理、安装和培训

## 在床边储存和保护您的药品

# AccessRx Secure™



### 在整个工作流程中确保药品安全

- 独立锁定抽屉
- 易于使用的软件
- 存储配置以确保各种药品和管制药品的安全
- 烟熏聚碳酸酯 4” 和 6” 抽屉
- 铝制锁存和管制药品抽屉
- 可配置抽屉显示字段允许自定义用户界面
- 可将 **AccessRx MD™** 软件选配安装至现有 **AccessRx Secure™** 推车，以提供可扩展的自定义解决方案



### 配置系统以满足您的药品和耗材要求。



尺寸  
宽  
高  
深  
容积

102mm (4in) 抽屉规格	152mm (6in) 抽屉规格	管制药品 全宽抽屉规格
91.4mm (3.6in) 238.8mm (9.4in) 55.9mm (2.2in) 1213cm <sup>3</sup> (74in <sup>3</sup> )	142.2mm (5.6in) 238.8mm (9.4in) 55.9mm (2.2in) 1885cm <sup>3</sup> (115in <sup>3</sup> )	271.8mm (10.7in) 228.6mm (9in) 50.8mm (2in) 3195cm <sup>3</sup> (195in <sup>3</sup> )

请与您的 TouchPoint Medical 代表联系，以了解更多信息并讨论适用于您的即时护理应用的其他附件。请访问 [touchpointmed.com/contact](http://touchpointmed.com/contact) 以联系您当地的代表。