



AccessRx MD™



AccessRx Exchange™



AccessRx Secure™

Contribuimos a cerrar el círculo en la administración de medicamentos.

La serie AccessRx de carros de administración de medicamentos proporciona soluciones para el transporte y la administración de medicamentos de forma más segura y eficiente hasta la cama del paciente.

ESTACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS



	<i>AccessRx MD™</i>	<i>AccessRx Exchange™</i>	<i>AccessRx Secure™</i>
Número máximo de recipientes (cajetines)	12	24	12
Opciones de cajones configurables	✓	✓	✓
Compartimentos intercambiables para medicamentos		✓	
Cajones para pacientes con cierre individual	✓		✓
Integración del software al sistema de información del hospital	✓		
Opción de cajones para estupefacientes	✓	✓	✓
Asignación de cajetín para un paciente	Automática	Manual	Manual
Material del carro con infusión antimicrobiana	✓ MICROBAN™ <small>PROTECTION THAT LIVES ON</small>	✓ MICROBAN™ <small>PROTECTION THAT LIVES ON</small> <i>*No incluye compartimentos</i>	✓ MICROBAN™ <small>PROTECTION THAT LIVES ON</small>

VENTAJAS PRINCIPALES



Recipientes y cajones con cierre individual



Apto para el sistema de código de barras en tiempo real



Permite el flujo de trabajo de aprovisionamiento de medicamentos centralizado o descentralizado



Compartimentos intercambiables para medicamentos



Seguridad y seguimiento de la medicación del paciente



Tecnología de baterías Li-Nano avanzada con 5 años de garantía

Cerrar el ciclo de la administración de medicamentos desde la farmacia hasta la cama del paciente.

AccessRx MD™




Seguridad y visibilidad de los medicamentos a pie de cama

- Se puede acceder a los cajones específicos del paciente con cierre individual escaneando el código de barras de identificación del paciente
- La administración de medicamentos a pie de cama en tiempo real, la identificación de los pacientes mediante códigos de barras y el acceso directo a la API del eMAR (historia clínica electrónica del paciente) agilizan el proceso del sistema del código de barras, reducen la redundancia y aumentan la precisión
- Los cajones de los pacientes se asignan automáticamente mediante la interfaz ADT (Admisión/Descarga/Transferencia); de esta forma, se elimina el etiquetado manual de los cajones, que consume mucho tiempo y es susceptible de error
- Utiliza el directorio activo del hospital para lograr una autenticación coherente de los usuarios
- Los campos configurables de la pantalla de los cajones permiten la personalización de la interfaz de usuario

Agilice su flujo de trabajo

- Garantiza y realiza un seguimiento de los medicamentos específicos de hasta 12 pacientes en los cajones con cierre individual, lo que reduce los viajes y el tiempo de permanencia en la unidad de dispensación automática
- Los pedidos de ADT y de los pacientes se transmiten al carro a través de una red inalámbrica para facilitar una entrega más rápida de los medicamentos
- Reduzca los viajes y el tiempo de permanencia en el armario de dispensación automática





Más control y flexibilidad para los farmacéuticos mediante una gran variedad de modelos de distribución farmacéutica

- La aplicación web, accesible desde cualquier navegador, navegador AccessManager™ proporciona acceso a los informes, al tiempo que permite la gestión de usuarios compatible con el directorio activo, la gestión de la flota de carros y la configuración del sistema
- Los controles de acceso configurables, basados en el tiempo, reducen el riesgo de administración de medicamentos en un momento incorrecto y ayudan en la conciliación farmacéutica para los medicamentos no utilizados
- Interfaz de pedidos de medicamentos opcionales: Rx MD puede actuar para cubrir los pedidos de medicamentos del paciente y verificar que se han administrado.
- Alertas de correo electrónico seguras de la farmacia para los pacientes trasladados y dados de alta



Arquitectura e integración de software escalables y centralizadas

- Arquitectura escalable Multi-Org: capacidad de ajustarse a medida, desde una clínica de dos camas a un sistema de salud con múltiples centros
- Capacidad de establecer derechos de acceso al sistema de salud, por ejemplo, por departamento
- Disponibilidad de informes de empresa
- Despliegue en instalaciones múltiples de la empresa
- Conforme con HL7, interfaz ADT (demografía del paciente) e interfaz RDE (pedidos aprobados por la farmacia)
- El motor de interfaz configurable se comunica fácilmente con el sistema de información del hospital
- Gestión del proyecto, instalación y formación a cargo del equipo de servicios profesionales de TouchPoint Medical

Configure el sistema para ajustarlo a sus necesidades de medicamentos y suministro.



Tamaños
Ancho
Alto
Largo
Volumen

Especificaciones del cajón 102 mm	Especificaciones del cajón 152 mm	Especificaciones del cajón estufefacientes, ancho total
91,4 mm	142,2 mm	271,8 mm
238,8 mm	238,8 mm	228,6 mm
55,9 mm	55,9 mm	50,8 mm
1213 cm ³	1885 cm ³	3195 cm ³

Gestión de la eficiencia y la seguridad con su distribución centralizada de medicamentos.

AccessRx Exchange™



Estación AccessRx Exchange™ con ruedas

- Reponga fácilmente cuando lo necesite. Se puede llenar de forma sencilla en la farmacia y cambiar o añadir directamente al carro.
- Opciones de seguridad con cierre electrónico o con llave
- Equipe fácilmente su estación AccessPoint™ in situ con el sistema de intercambio de compartimentos
- Se puede añadir a carros con conexión eléctrica o sin ella
- Funciona con carros ajustables en altura manuales y eléctricos



Compartimentos intercambiables

- Reponga de forma fácil y directa en la estación móvil o el montaje de pared
- Disponible en alturas de dos, tres o cuatro cajones y en varios tamaños de recipientes y opciones de cajón de suministro
- Carga de hasta 2,2 kg por altura
- Se ajusta a carros y armarios de 600 mm x 400 mm (sistemas modulares ISO 3394)



Carros nodriza

- Todos los carros nodriza incluyen puerta con cierre de persiana
- Todos los carros nodriza incluyen asas aumentadas
- Las opciones de cierre incluyen cierre electrónico o de llave
- Ancho simple, opción de carga frontal
- Ancho doble, opción de carga lateral



Diseñado para satisfacer sus preferencias de almacenamiento y flujo de trabajo

- Sirve de soporte a los flujos de trabajo de la estación médica en la habitación y al almacenamiento con el kit de montaje en la pared de compartimentos.
- Opciones de seguridad con cierre electrónico o con llave



Adapte fácilmente sus equipos AccessPoint™ existentes al sistema AccessRx Exchange™

- Acondicione sus estaciones de trabajo existentes in situ con un tiempo de inactividad mínimo
- Se puede añadir a carros con conexión eléctrica o sin ella
- Funciona con carros ajustables en altura manuales y eléctricos



Opciones de cierre flexible

Características del botón de cierre electrónico:

- 20 códigos por cierre: 19 códigos de usuario y un código de supervisor; la longitud del código es de 4-8 dígitos
- 7500 ciclos (vida prolongada de la batería)
- Conforme con ADA
- Indicador de batería baja
- Se puede acceder fácilmente a la batería desde el exterior del compartimento

Características del cierre con llave:

- Núcleo de cierre extraíble
- Una serie única de cierre/llave para una mayor seguridad de los transportadores de compartimentos, compartimentos y cajones de estupefacientes
- Cierre de persiana lateral con llave simétrica

Guarde y proteja sus medicamentos
a pie de la cama.

AccessRx Secure™



Asegure sus medicamentos durante todo el flujo de trabajo

- Cajones con cierre individual
- Software fácil de usar
- Configuraciones de almacenamiento para proteger varios medicamentos y estupefacientes
- Cajones de policarbonato ahumado de 4" y 6"
- Almacenamiento con cierre de aluminio y cajones de estupefacientes
- Los campos configurables de la pantalla de los cajones permiten la personalización de la interfaz de usuario
- Añada las opciones del software AccessRx MD™ a los carros existentes de AccessRx Secure™ para obtener una solución escalable y personalizada

Configure el sistema para ajustarlo a sus necesidades de medicamentos y suministro.

Con una amplia oferta de tamaños y opciones de cierre, puede tener la tranquilidad de saber que sus medicamentos y suministros están almacenados de forma segura según sus necesidades.

Opciones de suministro de recipientes y cajones

					
Opciones de cierre	Cierre electrónico	Cierre electrónico	Cierre con llave	Cierre electrónico o cierre con llave	Cierre electrónico o cierre con llave
Capacidad	6 por altura	4 por altura	1 por altura	1 cada 2 alturas	2 cada 2 alturas
Tamaños					
Ancho	80 mm	120 mm	480 mm	80 mm	80 mm
Alto	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Largo	338 mm	338 mm	338 mm	338 mm	338 mm

Opciones de intercambio de compartimentos

	 2 alturas	 3 alturas	 4 alturas
Opciones de cierre	Llave o cierre electrónico	Llave o cierre electrónico	Llave o cierre electrónico
Tamaños			
Ancho	595 mm	595 mm	595 mm
Alto	244 mm	393 mm	454 mm
Largo	395 mm	395 mm	395 mm

Medidas del carro nodriza

	 Carro nodriza de ancho simple	 Carro nodriza de ancho doble
Medidas		
Ancho	710 mm	1020 mm
Alto	1452 mm	1464 mm
Largo	591 mm	791 mm

Accesorios de recipientes

	 Paquetes de etiquetas de identificación	 Kits divisores
	Las cubiertas transparentes de cierre de las etiquetas de identificación se pueden cambiar de forma rápida y fácil	Los recipientes tienen cabida para hasta 11 divisores

 Póngase en contacto con su representante de TouchPoint Medical para obtener más información y comentar los accesorios adicionales específicos a su carro de medicación. Visite touchpointmed.com/contact para contactar con su representante local.